



► **Plato de gran superficie**

Plato de pesada de gran superficie, protegido contra golpes laterales.



Para su laboratorio y control de calidad


- Balanza de laboratorio y control de calidad.
- Incorpora sensor de aluminio de alta resolución.
- Display LCD retroiluminado con dígitos de 21 mm.
- Pesada inferior para cálculo de densidad.
- Plato de pesada de gran tamaño.
- Teclado con funciones básicas.

► **Funciones:**

- Tara acumulativa de recipientes y productos.
- Cálculo de número de piezas.

Dimensiones exteriores (mm)

EH



Modelo	EH-500	EH-1000	EH-2000	EH-3000	EH-6000
Referencia	70542	70543	70544	70545	70546
Capacidad	500 g	1000 g	2000 g	3000 g	6000 g
Resolución	0,01 g	0,01 g	0,01 g	0,1 g	0,1 g
Linealidad	+/- 0,02 g	+/- 0,025 g	+/- 0,03 g	+/- 0,15 g	+/- 0,2 g
Reproducibilidad	+/- 0,01 g	+/- 0,015 g	+/- 0,02 g	+/- 0,1 g	+/- 0,15 g
Excentricidad	+/- 0,02 g	+/- 0,025 g	+/- 0,03 g	+/- 0,25 g	+/- 0,3 g
Tiempo de lectura	menor de 1,5 seg.				
Alimentación	220V / 50-60 Hz				
Temperatura de trabajo	+5°C / +40°C				
Tiempo de calentamiento	10 minutos				
Calibración	externa				
Unidades de pesada	gramos, onzas, piezas				
Humedad del aire	max 80 % sin condensación				
Pesada hidrostática	soporte inferior para gancho				
Dim. plato pesada (mm)	133 x 182		143 x 192		
Dim. producto (mm)	225 x 220 x 75		225 x 220 x 80		
Peso neto producto (kg)	1,2				
Dim. embalaje (mm)	305 x 245 x 110				
Peso total con embalaje (kg)	1,5				
PVP (€)	---	---	---	---	---