



► **Plateau de grande capacité**

Plateau de pesée de grande superficie, protégée contre les coups latéraux.



# Pour votre laboratoire et vos contrôles de qualité


- Balance de laboratoire et de contrôles de qualité.
- Intègre un capteur d'aluminium de haute précision.
- Écran LCD rétro-illuminé avec des digits de 21mm.
- Pesée inférieure pour calcul de densité.
- Plateau de pesée de grande taille.
- Clavier avec fonctions basiques.

► **Fonctions:**

- Tare ac-cumulative de récipients et produits.
- Fonction compte-pièce.

**Dimensions extérieures (mm)**

EH



Modèle	EH-500	EH-1000	EH-2000	EH-3000	EH-6000
Référence	70542	70543	70544	70545	70546
Capacité	500 g	1000 g	2000 g	3000 g	6000 g
Résolution	0,01 g	0,01 g	0,01 g	0,1 g	0,1 g
Linéarité	+/- 0,02 g	+/- 0,025 g	+/- 0,03 g	+/- 0,15 g	+/- 0,2 g
Reproductibilité	+/- 0,01 g	+/- 0,015 g	+/- 0,02 g	+/- 0,1 g	+/- 0,15 g
Excentricité	+/- 0,02 g	+/- 0,025 g	+/- 0,03 g	+/- 0,25 g	+/- 0,3 g
Temps de lecture	moins d'un 1,5 seconde				
Alimentation d'énergie	220V / 50-60 Hz				
Température de travail	+5°C / +40°C				
Temps de réchauffement	10 minutes				
Calibration	externe				
Unités de pesage	grammes, onces, pièces				
Humidité de l'air	80 % max, sans condensation				
Pesage hydrostatique	Support inférieur pour crochet				
Dim. du plateau (mm)	133 x 182		143 x 192		
Dim. du produit (mm)	225 x 220 x 75		225 x 220 x 80		
Poids net du produit (kg)	1,2				
Dim. de l'emballage (mm)	305 x 245 x 110				
Poids total avec l'emballage (kg)	1,5				
PVP (€)	---	---	---	---	---