



► **Große Wägeplatte**

Große Wägeplatte mit Schutz gegen seitliche Stöße.




# Präzisionswaage mit großer Wägeplatte

- Hochauflösende Waage mit großer Kapazität.
- Mit hochauflösendem Aluminiumsensor.
- Waage mit Senkkörper zur Dichtebestimmung.
- LCD-Anzeige mit 22 mm großen Ziffern.
- Große Wägeplatte.
- RS232C-Datenausgang
- **Funktionen:**
  - Kumulative Tara-Funktion für Behälter und Produkte.
  - Berechnung der Stückzahl.

**Außenabmessungen (mm)**

EM



Modell	EM-10K	EM-20K	EM-30K
Artikelnummer	70876	70877	70878
Kapazität	10 kg	20 kg	30 kg
Auflösung	0,1 g	0,1 g	0,1 g
Linearität	+/- 0,2 g	+/- 0,2 g	+/- 0,2 g
Reproduzierbarkeit	+/- 0,1 g	+/- 0,15 g	+/- 0,2g
Exzentrizität	+/- 0,2 g	+/- 0,25 g	+/- 0,3 g
Messzeit	weniger als 1,5 Sekunden		
Versorgung	220V / 50-60 Hz		
Betriebstemperatur	+5°C / +40°C		
Aufwärmzeit	10 Minuten		
Kalibrierung	extern		
Wägeeinheiten	Gramm, Unzen, Stück		
Schnittstelle	RS232C		
Luftfeuchtigkeit	Max. 80 % ohne Kondensbildung		
Hydrostatisches Wiegen	Halterung unten für Haken		
Abm. Wägeplatte (mm)	340 x 240		
Abm. Produkt (mm)	375 x 390 x 130		
Nettogewicht Produkt (kg)	4,5 kg		
Abm. Verpackung (mm)	430 x 455 x 190		
Gesamtgewicht mit Verpackung (kg)	5,5 kg		
Empf. VKP (€)	---	---	---