



► **Plateau de grande capacité**  
Plateau de pesée de grande superficie, protégée contre les coups latéraux.



## Pesez des grandes capacités avec précision


- Balance de grande précision.
- Intègre un capteur aluminium de grande précision.
- Pesée inférieure pour calcul de densité.
- Écran LED avec digits de 22mm.
- Plateau de pesée de grande taille.
- Sortie de données RS232C.

► **Fonctions:**

- Tare ac-cumulative de récipients et produits.
- Fonction compte-pièce.

**Dimensions extérieures (mm)**

EM



Modèle	EM-10K	EM-20K	EM-30K
Référence	70876	70877	70878
Capacité	10 kg	20 kg	30 kg
Résolution	0,1 g	0,1 g	0,1 g
Linéarité	+/- 0,2 g	+/- 0,2 g	+/- 0,2 g
Reproductibilité	+/- 0,1 g	+/- 0,15 g	+/- 0,2g
Excentricité	+/- 0,2 g	+/- 0,25 g	+/- 0,3 g
Temps de lecture	moins d'un 1,5 seconde		
Alimentation d'énergie	220V / 50-60 Hz		
Température de travail	+5°C / +40°C		
Temps de réchauffement	10 minutes		
Calibration	externe		
Unités de pesage	grammes, onces, pièces		
Interface	RS232C		
Humidité de l'air	80 % max, sans condensation		
Pesage hydrostatique	Support inférieur pour crochet		
Dim. du plateau (mm)	340 x 240		
Dim. du produit (mm)	375 x 390 x 130		
Poids net du produit (kg)	4,5 kg		
Dim. de l'emballage (mm)	430 x 455 x 190		
Poids total avec l'emballage (kg)	5,5 kg		
PVP (€)	---	---	---