



DESIGNED  
IN EUROPE



## Balance multi-usage avancée

- Visualisation très claire, avec un affichage en grande dimension.
- Identifie si le poids est entre un rang de valeurs défini.
- Enregistre et imprime les poids pesés (avec l'imprimante optionnelle).
  - Configure les lignes d'entête et de bas de page lors de l'impression du ticket (avec l'imprimante optionnelle).
  - Imprime les étiquettes avec l'étiqueteuse Q2 (optionnelle).



### Fonctions:

- **Maintien-Automatique:** Maintient la valeur pesée affichée sur l'écran même si l'objet est retiré du plateau.
- **Tara:** Normale, figée et automatique.
- **Données:** Envoi de données directement vers l'ordinateur (avec le câble optionnel USB direct).
- **Informations:** Indique l'heure et la date sur le ticket ou l'étiquette.



**Lecture facile**


Son affichage en grande dimension facilite sa lecture.



**Impression de résultat**

**Q2:** Imprime ticket et étiquette prédécoupées (56mm x 70mm).

**PR4:** Imprime ticket.



**Exportation de données**

**USB Direct:** Avec notre câble connecté directement à votre balance S2 et à votre ordinateur, les données de pesage apparaissent dans n'importe quelle application ou document que vous avez d'ouvert. Sans software, ni installation.

**EX-Link:** Software basé sur excel qui permet de visualiser les valeurs de pesage sur votre PC et de les mémoriser en cellule (software microsoft excel non inclus). Nécessite un câble de connexion RS-232 à un PC.

**PW-Link:** Ce software de communication permet d'envoyer des données de lecture à une feuille de calcul ou à un éditeur de texte sur votre PC.


Modèle	S2-800	S2-1500	S2-8K	S2-15K
Référence	71097	71095	71098	71096
Capacité (g)	800	1.500	8.000	15.000
Résolution (g)	0,1	0,1	0,5	1
Alimentation	230V / 50 Hz (Euro) – 7,5V			
Température de travail	+ -5°C / +35°C			
Autonomie	15 – 48 heures, selon l'usage			
Écran	LCD rétroéclairé			
Segments	6 numéros			
Tailles des chiffres (mm)	25			
Unités de pesage	g			
Matériau de la structure	ABS			
Connectivité	RS 232-C bidirectionnel			
Protection d'étanchéité	IP-52			
Dim. plateau de pesée (mm)	280 x 193			
Dim. du produit (mm)	307 x 280 x 114			
Poids net du produit (kg)	3,1			
Dimension emballage (mm)	370 x 320 x 160			
Poids total avec emballage (kg)	3,9			
PVP (€)				

Réf.	Options	PVP (€)
8023	Certificat ISOCAL de 0,01 g à 30 kg	45,00

Réf.	Accessoires	PVP (€)
5263	Indicateur répéteur RD3 (RS-232)	140,00
70814	Étiqueteuse Q2	190,00
70034	Imprimante PR4 (RS-232)	150,00
3792	Software EX-Link pour PC	gratuit
4877	Software PW-Link pour PC	140,00
36787	Câble USB Direct S	48,00
36788	Câble RS-232 à RD3 ou PC S, 1,5 m	44,00
3739	Câble RS-232 à RD3 ou PC S, 4 m	56,00

**Dimensions extérieures (mm)**

S2



**Plus d'information**

<http://gram-group.com/fr/producto/gram-s2/>