



**Piatto di pesata di grande superficie**  
Piatto di pesatura di grande superficie, protetto dagli urti laterali.



## Pesatura ad alta precisione


- Bilancia ad alta risoluzione e capacità.
- Incorpora un sensore in alluminio ad alta risoluzione.
- Pesata inferiore per il calcolo della densità.
- Display a LED con cifre da 22 mm.
- Ampio piatto di pesata.
- Uscita dati RS232C.

### Funzioni:

- Tara cumulativa di contenitori e prodotti.
- Calcolo del numero di pezzi.

### Dimensioni esterne (mm)

EM



Modello	EM-10K	EM-20K	EM-30K
<b>Codice prodotto</b>	70876	70877	70878
<b>Capacità</b>	10 kg	20 kg	30 kg
<b>Resoluzione</b>	0,1 g	0,1 g	0,1 g
<b>Linearità</b>	+/- 0,2g	+/- 0,2g	+/- 0,2g
<b>Reproducibilità</b>	+/- 0,1g	+/- 0,15g	+/- 0,2g
<b>Eccentricità</b>	+/- 0,2g	+/- 0,25g	+/- 0,3g
<b>Tempo di lettura</b>	Meno di 1,5 secondi		
<b>Alimentazione</b>	220V / 50-60 Hz		
<b>Temperatura di lavoro</b>	+5°C / +40°C		
<b>Tempo di riscaldamento</b>	10 minutos		
<b>Calibrazione</b>	Esterne		
<b>Unità di pesatura</b>	G, oz, pezzi		
<b>Interfaccia</b>	RS232C		
<b>Umidità dell'aria</b>	max 80 % senza condensazione		
<b>Pesatura idrostatica</b>	Supporto inferiore per gancio		
<b>Dimensioni del piatto di pesata (mm)</b>	340 x 240		
<b>Dimensioni del prodotto (mm)</b>	375 x 390 x 130		
<b>Peso (kg)</b>	4,5 kg		
<b>Dimensioni dell'imballaggio (mm)</b>	430 x 455 x 190		
<b>Peso totale con imballaggio (kg)</b>	5,5 kg		
<b>PVP ( )</b>	---	---	---